

シート培地 サニ太くん サンプルオーダーシート

カンタンだよ
試してみてね！



ご希望の培地を試供いたします。

TEL:043-242-0425 FAX:043-242-0445

無償サンプルの送付先(お申し込み者さま)

所属会社・機関名	部署・役職
お名前	メールアドレス
所在地 〒	TEL: FAX:

■ 見積もりを 希望する ・ 希望しない ■ 機器・資材の貸出しを 希望する ・ 希望しない (マルで囲む)

サニ太くん 種類 と 解説/用途		ご希望に ✓チェック
AOAC PTM 性能認証 一般生菌用 (35℃ 48 時間) (TTC 検出) 代表的な衛生管理指標で、好気的かつ中温度条件のもとに生育する細菌数を測定します。食品試料自体や環境の細菌汚染状況を象徴的に反映するものと考えられています。他の製品同様、寒天培地と同等性能があり、食品だけでなく直接ふき取り試験もできます。 1 枚あたり 80 円～。税別価格 1000 枚＝80,000 円、100 枚＝10,000 円		☐
AOAC PTM 性能認証 大腸菌群用 (35℃ 24 時間) (βガラクトシダーゼ検出) 大腸菌群はグラム陰性無芽胞桿菌・乳糖分解・酸/ガス産生などの特徴を持つ通性嫌気性細菌として定義、従来は糞便系汚染の指標と考えられてきましたが、自然界にも多く存在することが判明。現在では一般生菌と同様、代表的でかつより厳しい衛生指標として利用されています。 1 枚あたり 80 円～。税別価格 1000 枚＝80,000 円、100 枚＝10,000 円		☐
AOAC PTM 性能認証 大腸菌/大腸菌群用 (35℃24 時間) (βグルクロニダーゼ・βガラクトシダーゼ検出) 大腸菌は、動物の腸管内常在菌で、食品中での存在は糞便系汚染をより強く示唆するものと考えられます。サニ太くんでは、大腸菌・大腸菌群ともに、それぞれの特異な酵素基質により判別検出することができます。管理指標としてだけでなく、食品衛生上の重要な試験と考えられます。 1 枚あたり 120 円～。税別価格 1000 枚＝120,000 円、100 枚＝15,000 円		☐
サルモネラ用 (35℃24 時間) (αガラクトシダーゼ・βガラクトシダーゼ検出) サルモネラ属菌は乳肉卵等にみられる代表的な食中毒原因菌。サニ太くんでは2種類の酵素基質を使用し、大腸菌群も生育させながら、サルモネラをしっかり区別して検出できます。選択増菌後の分離用として、あるいは直接検出用として用いることができます。 1 枚あたり 150 円～。税別価格 1000 枚＝150,000 円、100 枚＝20,000 円		☐
黄色ブドウ球菌用(改) (35℃ 24～30 時間) (フォスファターゼ検出) 黄色ブドウ球菌は、健康なヒトや動物でも多くが保持しており、また自然環境に抵抗性があるため、あらゆる食品で汚染可能性があると考えられています。また、代表的な毒素型の食中毒菌で、汚染履歴があれば加熱後でも注意が必要です。手指検査にもよく用いられます。 1 枚あたり 120 円～。税別価格 1000 枚＝120,000 円、100 枚＝15,000 円		☐
真菌用(迅速タイプ) (25℃ 48～72 時間) (エステラーゼ等検出) かび・酵母を、エステラーゼ他の基質により迅速に検出できる改良型シート培地です。多くの真菌類は 2～3 日間の培養で、従来型寒天培地による 7 日培養と同等以上の検出が可能です。食品だけでなく、落下菌試験やフィルター法による空中浮遊菌の試験等にも用いられます。 1 枚あたり 150 円～。税別価格 1000 枚＝150,000 円、100 枚＝18,000 円		☐

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル Tel 043-242-0425 Fax 043-242-0445 E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp